

Former



COMFORT



INDICE TERMICO



Altezza
25 cm



CE
Dispositivo
Medico CE
(Regolamento (UE)
2017/745 e s.m.i.)

TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE



Molle Next




Rivestimento Prime



Sfoderabile



Molle indipendenti




Tessuto in Viscosa
e Microfibra di Poliestere



Lavaggio 30°C




Box Perimetrale



Imbottitura in
Myform Memory



Imbottitura in
Microfibra di Poliestere



- 1 **Tessuto:** Viscosa e Microfibra di Poliestere.
- 2 **Myform Memory:** è la nostra formula per garantire ottime performance di reattività del materiale, conservando morbidezza ed elasticità. Ha ottime capacità ergonomiche e di distribuzione della pressione esercitata dal corpo sul materasso. Facilita i movimenti che naturalmente si compiono durante il sonno mantenendo l'accoglienza tipica del memory.
- 3 **Tessuto:** 100% Cotone ad alta resistenza.
- 4 **Box Standard:** struttura perimetrale di rinforzo ideale per consentire alle molle di funzionare sempre perpendicolarmente al piano di riposo.
- 5 **Molle Next:** questo molleggio è realizzato con molle che sono inserite singolarmente in sacchetti indipendenti e che vengono assemblate con una disposizione a sette zone differenziate, diverse per densità di molle: questa sarà maggiore dove è necessario privilegiare il sostegno e minore dove è fondamentale una migliore accoglienza. Il sistema a molle Next rende omogenea la pressione esercitata dal corpo sul materasso sviluppando una elevata ergonomia e assicurando un riposo di qualità notte dopo notte.
- 6 **Myform Extension Extra Soft:** variante di Myform Extension studiata per essere applicata nei rivestimenti. Elastico, traspirante garantisce morbidezza perenne, assicurando la costanza delle prestazioni delle imbottiture, anche dopo il lavaggio.
- 7 **Imbottitura:** Microfibra di Poliestere.